

# JOBST®



Für ein  
**leichteres  
Gefühl**  
während der  
**Schwangerschaft**

**JOBST® Maternity**  
Kompressionsstrümpfe und unterstützende  
Produkte für schwangere Frauen





# Schwangerschaft - eine besondere Reise für Ihre Kunden.

Werdende Mütter erleben eine sehr aufregende Zeit erfüllt von angenehmer Vorfreude. Gleichzeitig finden einige physiologische Veränderungen statt, wie zum Beispiel **eine erhöhte Herzfrequenz, Veränderungen im Venen- und Arteriensystem** sowie eine **um 20% gesteigerte Blutmenge**<sup>1</sup>. Diese Veränderungen sind absolut normal, können aber eine Auswirkung auf das Wohlbefinden haben. Um mehr über die Bedürfnisse der schwangeren Frauen zu erfahren, haben wir eine Marktforschung<sup>2</sup> mit interessanten Ergebnissen durchgeführt.

## Was schwangere Frauen wollen:

- Sich im eigenen Körper wohlfühlen
- Immer noch in der Lage sein, ihr normales Leben ohne Einschränkungen zu leben
- Chronischen Venenleiden nach der Geburt entgegenwirken
- Schmerzen und Unbehagen insbesondere in den Beinen reduzieren
- Erleichterung und Unterstützung für den gestressten Körper erreichen

# Unsere Motivation?

## Das Wohlbefinden Ihrer Kundinnen während der Schwangerschaft.

### Leichtere Beine

Mehr als 50% aller schwangeren Frauen entwickeln während ihrer Schwangerschaft Ödeme<sup>3</sup>. Aber wir können helfen: Studien haben belegt, dass schwangere Frauen, die Kompressionsstrümpfe tragen, **deutlich weniger Ödeme** entwickeln als die Vergleichsgruppe ohne Kompression.



### Verbesserte Lebensqualität

Schwangere Frauen bestätigten einen **höheren Komfort** und **mehr Wohlbefinden** durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen. Übliche Begleitscheinungen wie Übelkeit und Schwindel konnten reduziert werden<sup>5</sup>.

### Erleichterung für Bauch und Rücken

Zwischen 45 und 75% der schwangeren Frauen sind im Verlauf ihrer Schwangerschaft von Schmerzen im unteren Rückenbereich betroffen<sup>6</sup>. Deshalb bietet unser Sortiment einen **ganzheitlichen Ansatz**. JOBST Maternity unterstützt die schwangere Frau und gibt ihr ein leichteres Gefühl in **Beinen, Bauch und Rücken**.



<sup>1</sup> Stölin A., Phlebologie 2013; 42(06): 297, Schwangerschaft und Phlebologie, DOI: 10.1055/s-0037-1621843

<sup>2</sup> GIM, qualitative research study, 2016. Data on file.

<sup>3</sup> Ponnappala PI, Boberg JS. Lower extremity changes experienced during pregnancy. J Foot Ankle Surg. (2010);49(5):452-8. doi: 10.1053/j.jfas.2010.06.018.

<sup>4</sup> F. Vin, F.A. Allaert, J.C. Colau, N. Oréac, A. Virkus, Observational study of the venous disease evolution during pregnancy with or without ~18 mmHg compression stockings, 2008. 1) Dpt angiologie American Hospital Paris, 2) F.A. Allaert Chaire d'évaluation Ceren Esc Dijon 3) Dpt Gynaecology Hôpital foch Paris, 4) BSN Medical

<sup>5</sup> Mendoza E, Amsler F (2017): A randomized crossover trial on the effect of compression stockings on nausea and vomiting in early pregnancy; Int J Womens Health. 2017 Feb 22;9:89-99. doi: 10.2147/IJWH.S120809. eCollection 2017. PMID: PMC5328137, DOI 10.2147/IJWH.S120809

<sup>6</sup> Pierce H, Homer C, Dahlen H, King J. Pregnancy-related lumbopelvic pain: listening to Australian women. Nurs Res Pract. 2012;2012(387428):1-10. AND: Wu WH, Meijer OG, Uegaki K, Mens JMA, van Dieen JH, Wuisman PIJM, Östgaard HC. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I: Terminology, clinical presentation, and prevalence. Eur Spine J. 2004;13(7):575-89.

# JOBST® Maternity Opaque

Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose **passt sich dem wachsenden Bauch an**



Material und Stricktechnik unterstützen die Festigkeit am **Übergang zwischen Bein- und Hosenteil** - für eine schönere Silhouette



Die **Mischung weicher Garne** sorgt für ein angenehmes Gefühl auf jeder Haut



Spezielle Aquarius-Garne nehmen die Feuchtigkeit auf und helfen so, die **Füße trocken** zu halten.



Speziell eingestrickte Lüftungsabschnitte verstärken die **Luftdurchlässigkeit**. Eine integrierte **Plüschzone** sorgt für zusätzlichen Tragekomfort



# Inspiriert von Hebammen und schwangeren Frauen, **um den hohen Bedürfnissen und Ansprüchen der Zielgruppe gerecht zu werden.**

**Bringen Sie Bequemlichkeit und Leichtigkeit ins Leben von werdenden Müttern.**

Das JOBST Maternity-Sortiment wird aus stützenden und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt - mit besonderem Fokus auf das Wohlbefinden von schwangeren Frauen.

## Speziell entwickelt für mehr **Weichheit und Flexibilität**

Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer **SoftFlex-Zone** im Bauchbereich ausgestattet: Das Hosenteil kombiniert ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Diese spezielle Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille. Zudem gibt die Unterbauch-Stützzone zusätzlichen Halt.



## Entwickelt für mehr **Luftdurchlässigkeit**

Das bekannte und bewährte JOBST Opaque-Gestrick haben wir weiterentwickelt, indem wir im Fußteil Lüftungsbereiche für eine optimierte Luftzirkulation eingestrickt haben. Diese Zonen im Bereich zwischen Ferse und Zehenfach erzielen einen noch besseren Luftdurchfluss.

## Kniestrümpfe mit **JOBST SoftFit**

Bei Kniestrümpfen wird ein feines Silikongarn in den Bund eingestrickt. Es sorgt für einen starken Halt, ohne einzuengen und steht für mehr Komfort beim täglichen Anziehen und Tragen.




\*Abbildung zeigt Strumpf mit geschlossener Fußspitze



# JOBST® Maternity Opaque


Unser Strumpfsortiment für die Schwangerschaft.

## Farbauswahl



Caramel Cranberry Navy Anthracite Black

## Längentypen



AD Kniestrumpf AG Schenkelstrumpf AT Umstandshose

## Kompressionsklassen

KKL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

## Abschlussvarianten



Kniestrumpf mit JOBST SoftFit Haftband und „Zick-Zack“-Muster



Schenkelstrumpf mit Silikonhaftband\* und „Zick-Zack“-Muster



Umstandshose mit Taillienband und „Zick-Zack“-Muster

\*Noppenhaftband bei Maßversorgung möglich

## Größentabelle


Größe		Größe					
		I	II	III	IV	V	VI
Umfangmaße in cm	Messpunkt	I	II	III	IV	V	VI
	cG Haftband	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
	cG Haftband weit	49 - 57	53 - 62	57 - 67	61 - 72	65 - 77	69 - 81
	cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73
	cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51
	cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	cB'	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
	cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
	cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Längenmaße für alle Versorgungen:

AD  
ID Regular: 39 - 45 cm  
ID Petite: 34 - 39 cm

AG  
IG Regular: 70 - 80 cm  
IG Petite: 60 - 69 cm

AT-Umstand  
IK Regular: 75 - 85 cm  
IK Petite: 65 - 75 cm



# JOBST® Maternity Support Belt

Der JOBST Maternity Support Belt unterstützt den wachsenden Bauch während der fortgeschrittenen Schwangerschaft - ohne aufzufallen.

Erstattungsfähige  
Rückenbandage  
Hilfsmittelnummer  
23.14.03.1047

Durch das stufenlose Verschlussystem kann der Support Belt **kontinuierlich und individuell** an den Schwangerschaftsfortschritt **angepasst** werden.



Verstellbar

Der getragene Gurt fällt durch das **diskrete Design** unter der Kleidung kaum auf.



Diskretes Design

Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale, **anatomische Passform** zu gewährleisten.



Anatomische Passform

## Farbauswahl



Rosa

## Größentabelle

	S	M	L	XL
Support Belt (Hüfte)	80 - 90 cm (32" - 36")	90 - 100 cm (36" - 40")	100 - 110 cm (40" - 44")	110 - 130 cm (44" - 52")



Hüfte

# JOBST® Maternity - Ein ganzheitliches Sortimentskonzept für jede Phase der Schwangerschaft.

## JOBST® Maternity Belly Band

Von den ersten Anzeichen einer Schwangerschaft bis zum mittleren Drittel unterstützt das JOBST Maternity Belly Band den Bauchbereich und den unteren Rücken.



Flex Zone




Atmungs-  
aktiv



Soft Touch

## JOBST® Maternity Postnatal Tube

Bereits in den ersten Wochen nach der Geburt leistet der JOBST Maternity Postnatal Tube einen diskreten Formgebungseffekt und unterstützt den Rumpf und den unteren Rücken.



Formgebend



Atmungs-  
aktiv



Soft Touch

## Farbauswahl



Rosa



Weiß



Schwarz

Freiverkaufs-  
produkte als  
Sortiments-  
erweiterung

## Größentabellen

	S	M	L	XL
Belly Band (Hüfte)	80 - 110 cm (32"-44")	100 - 120 cm (40"-48")	110 - 130 cm (44"-52")	120 - 140 cm (48"-56")
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm (22.4"-30.4")	76 - 88 cm (30.4"-35.2")	88 - 99 cm (35.2"-39.6")	99 - 110 cm (39.6"-44")

